

КАТАЛОГ

медицинской
ортопедической
терапевтической обуви



SursilOrtho

КОМФОРТНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Серия медицинской комфортной обуви разработана с учетом анатомических особенностей стопы и укомплектована уникальной ортопедической стелькой из пробки и латекса.

Конструктивные особенности обуви позволяют испытать комфорт и легкость при ношении.

Благодаря своей анатомической форме стельки:

- поддерживают поперечный и продольные своды стопы;
- уменьшают перегрузку стоп и голеностопных суставов;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
- снижают нагрузку на позвоночник, коленные и тазобедренные суставы.



Данная серия предназначена для повседневного комфортного ношения благодаря исключительно правильной анатомической форме поверхности стельки, повторяющей физиологическое строение стопы.

Арт.: 15782, белый

Размеры: 40-46

Материал верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Подошва: PU

Полнота: 7

Пол: мужской



Арт.: 25604, белый

Размеры: 36-42

Материал верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Подошва: PU

Полнота: 7

Пол: женский



Арт.: 180101, белый

Размеры: 36-42

Материал верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Подошва: PU

Полнота: 7

Пол: женский



Данная серия специально разработана для ношения при сахарном диабете, артрите, отеках нижних конечностей, подагре, деформации переднего отдела стопы. Обувь при синдроме подбирается строго по показаниям, в зависимости от степени тяжести патологии.



ТАБЛИЦА РАСЧЁТА ПОЛНОТЫ

КРИТЕРИИ ПОДБОРА ОБУВИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Размер обуви		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина стопы		23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31
Полнота (обхват в пучках, см)	M	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7	29,1	29,5
	W	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5



КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ПОЛНОТУ ОБУВИ:




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

1. Поставьте стопу на лист бумаги и перенесите на нее вес тела. Обрисуйте контур стопы держа карандаш строго вертикально, не делая припусков (рис.1).
2. Измерьте полученный контур стопы между двумя самыми удаленными точками (рис.2).
3. Полноту обуви можно определить, измерив обхват (объем-окружность) в области плюсне-фаланговых соединений по максимально выступающим точкам (рис.3,4), при этом сантиметровая лента должна плотно облегать ступню в указанном месте.



Арт.: 141604W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141622W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141603W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141616W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141622-1W, серый

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: женский
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141622-3W, бежевый

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна





Арт.: 141624W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141627W, серый

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна



SursilOrtho



Арт.: 141606W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: женский
 Сезон: осень/весна



Арт.: 141607W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: зима



Арт.: 141608W, чёрный

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: лето



Арт.: 141618W, бежевый

Размеры: 37-47
 Материал верха: натуральная кожа
 Подкладка: диабетическая
 Подошва: PU
 Полнота: W
 Пол: унисекс
 Сезон: осень/весна





Арт.: 141610W, чёрный

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: диабетическая
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: лето



Арт.: 141610-2W, коричневый

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: диабетическая
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: зима



Арт.: 141611W, чёрный

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: диабетическая
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: лето



Арт.: 141612W, бежевый

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: диабетическая
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: осень/весна



Арт.: 141621W, черный

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: диабетическая
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: осень/весна



Арт.: PB 02, черный

Размеры: 37-47
Материал верха: натуральная кожа
Подошва: PU
Полнота: W
Пол: унисекс
Сезон: осень/весна



Терапевтическая обувь разработана на основании многолетнего опыта работы со специалистами, которые в своей медицинской практике ежедневно сталкиваются с необходимостью назначения такой обуви.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

Для применения в послеоперационном периоде с целью разгрузки разных отделов стопы после выполненных операций;

При травматических повреждениях стопы;

Для лечения длительно незаживающих язв, при сахарном диабете и других нейротрофических нарушениях;

При патологиях, когда возникает необходимость разгрузки различных отделов стопы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОБУВИ

	Подошва сделана из твердого материала (ЭВА), и заканчивается слоем плотной резины, которая обеспечивает устойчивость к стиранию при контакте с твердой поверхностью при ходьбе. При необходимости резиновый слой после предварительного нагревания может быть снят частично или полностью и обточить подлежащий материал с целью придания нужной формы.		Верх обуви сделан из дышащих гипоаллергенных материалов, которые создают благоприятный микроклимат для заживления ран.
	Съемная вкладная стелька выполнена из материала, который легко поддается обработке — то есть можно создать дополнительную разгрузку под проблемными зонами.		Обувь, снимающая нагрузку на пятку.
	Пациент может одеть данную обувь с достаточно объемной повязкой, потому что конструкция всех моделей терапевтической обуви позволяет широко регулировать полноту.		Подошва сделана из легкого материала полиуретана с противоскользящим покрытием.
	Обувь можно стирать при температуре 60°C.		Обувь можно стирать при температуре 40°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОБУВИ

	Анатомический задник выполнен из прочного материала для оптимальной стабилизации.		Обувь снабжена тремя съемными стельками. Позволяет регулировать объем в течение курса лечения. Каждая стелька выполнена из материала (ЭВА), который легко поддается обработке, то есть можно создать дополнительную нагрузку под проблемными зонами. При желании они могут быть заменены на индивидуальные.
	Застежка в проекции ахиллова сухожилия для полной раскрываемости		Отдельные модели на правую и левую стопы.
	Регулируемая полнота за счет вкладных стелек и застежек позволяет носить обувь с достаточно объемной повязкой.		Верх обуви сделан из дышащих гипоаллергенных материалов, которые создают благоприятный микроклимат для заживления ран.
	Обувь для разгрузки переднего отдела стопы.		Обувь на гипсовые повязки.
	Толщина подошвы 30 см.		Многоцелевая терапевтическая обувь.
	Угол наклона клина 8° а соотношение длины задней части к передней (60:40) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы.		
	Угол наклона клина в данной модели 10°, а соотношение длины задней части к передней (50:50) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы.		

ОБУВЬ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



Арт.: 09-101

Данная модель обеспечивает разгрузку переднего отдела стопы. Специальная клиновидная форма подошвы способствует перемещению нагрузки с переднего на задний отдел стопы. Снижение нагрузки на передний отдел стопы создает условия для заживления ран, локализованных в данном отделе. Применяется после операций на переднем отделе стопы, а также для больных сахарным диабетом при появлении язв в переднем отделе стопы. Используется также при наличии ран на стопе в переднем отделе. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.





график 1 график 2

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.



Угол наклона клина в данной модели 8°, а соотношение длины задней части к передней (60:40) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы.

Показания к применению:

1. После операций на переднем отделе стопы.
2. Посттравматические повреждения переднего отдела стопы.
3. При открытых ранах и язвах на подошве в переднем отделе стопы.
4. При острой отечности переднего отдела стопы, при подагре и бурситах.

ОБУВЬ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ




Излишняя часть ремешка отрезается



С целью защиты от попадания пыли и влаги на раневую повязку, а также как для утепления в холодную погоду обувь может комплектоваться дополнительно специальной накладкой.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-101	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46
	XXL	47-49



ОБУВЬ, СНИМАЮЩАЯ
НАГРУЗКУ НА ПЯТКУ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ




график 1 график 2

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.




Арт.: 09-100

Данная модель полностью снимает нагрузку на пятку. Применяется после хирургических вмешательств на заднем отделе стопы, при наличии на пятке повреждений, переломов, а также при язвах (ulcera) на пятке.

Показания к применению:

1. После операций на заднем отделе стопы
2. Посттравматические повреждения заднего отдела стопы
3. При открытых ранах и язвах на подошве на заднем отделе стопы
4. При болезненностях, воспалительных явлениях в области пятки.




Артикул	Размер	Соответствие размера
09-100	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46



Арт.: 09-106

Применяется при диабетической и ревматоидной стопе для профилактики образования язв, потертостей. Применяется после небольших хирургических вмешательств на стопе, при наличии язв, ран и повреждений на стопе, при недостаточном артериальном кровообращении. Для облегчения больному процедуры надевания или снятия обуви передняя часть обуви обладает полной раскрываемостью за счет липучек на всю длину обуви. Обувь снабжена двухслойной съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-106	XXS	35-36
	XS	37-38
	S	39-40
	M	41-42
	L	43-44
	XL	45-46
	XXL	47-48



ОБУВЬ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ, СНИМАЮЩАЯ НАГРУЗКУ
НА ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ СТОПЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ




график 1 график 2

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.



Арт.: 09-107

Рекомендуется для больных сахарным диабетом, особенно при образовании язв на ступне (neuropatiasulcera). Также применяется при «ревматоидной стопе», при недостаточном артериальном кровообращении, при наличии ран на ступне. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает гигиенический уход за ней.

Может использоваться как компенсаторный ботинок при оперативном лечении одной стопы. То есть, если на оперированную стопу применяется разгрузочная модель на передний отдел стопы или на пятку, то на противоположную стопу применяется компенсаторный ботинок.




С целью защиты от попадания пыли и влаги на раневую повязку, а также для утепления в холодную погоду обувь может комплектоваться дополнительно специальной накладкой.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-107	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46
	XXL	47-49


Арт.: 09-108

Данная модель обуви полностью снимает нагрузку с переднего отдела стопы. Применяется после хирургических вмешательств на переднем отделе стопы, при травматических повреждениях переднего отдела стопы, переломах плюсневых костей и фаланг пальцев, а также при наличии язв (ulcera) на стопе. Обувь снабжена съемной стелькой, что облегчает уход за ней.



Угол наклона клина в данной модели 10°, а соотношение длины задней части к передней (50:50) являются оптимальными для разгрузки переднего отдела стопы.

Артикул	Размер	Соответствие размера
09-100	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46



ОБУВЬ СНИМАЮЩАЯ
НАГРУЗКУ НА ПЯТКУ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ
НА ГИПСОВЫЕ ПОВЯЗКИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ




график 1 график 2

- На графике 1 показано распределение нагрузки на стопу в обычной обуви;
- На графике 2 показано распределение нагрузки в данной разгрузочной обуви.




Арт.: 09-110

Полностью снимает нагрузку на пятку. Применяется после хирургических вмешательств на заднем отделе стопы, при наличии на пятке повреждений, переломов, а также при язвах (ulcera) на пятке.

Показания к применению:

1. После операций на заднем отделе стопы.
2. Посттравматические повреждения заднего отдела стопы.
3. При открытых ранах и язвах на подошве на заднем отделе стопы.
4. При болезненностях, воспалительных явлениях в области пятки.


Артикул	Размер	Соответствие размера
09-110	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46



Арт.: 09-112

Эта модель создана для гипсовых либо полимерных повязок. Легкая, быстро застегивающаяся при помощи застежек на липучках. Защищает иммобилизирующую повязку от загрязнения и повреждения. Слегка полукруглая подошва обеспечивает удовлетворительный пережат стопы при фиксированном голеностопном суставе. Множество типоразмеров позволяют подобрать нужный для детей и взрослых.

Размер	XXS	XXS	XS	S	M	M/L	L	XL
Длина в см	17	22,5	20	25	27,5	29,5	30	30,5
Соответствие размера	24-28	33-36	29-32	37-40	41-43	44-45	46-48	49-53



ОБУВЬ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ




ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Арт.: 09-116



Показания к применению:

1. СДС – синдром диабетической стопы, трофические язвы в переднем и среднем отделе стопы;
2. Реабилитация после обширных ампутаций в переднем отделе стопы;
3. Реабилитация после хирургических вмешательств на переднем отделе стопы;
4. Лечение стопы Шарко для перехода с острой в хроническую фазу.



Артикул	Размер	Соответствие размера
09-116	S	35-37
	M	38-40
	L	41-43
	XI	44-46
	XXL	47-49

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ HEELUP

HEELUP – мягкий тугор для защиты нижних конечностей

- предотвращает подошвенное сгибание стопы при длительном постельном режиме;
- поддерживает стопы в качестве шины при парезах и параличах;
- разгружает область пяток перераспределяя давление на икроножную область;
- обеспечивает покой при лечении тендинита ахиллова сухожилия;
- обеспечивает устойчивое положение стопы при постельном режиме.



Показания к применению:

1. Для профилактики и лечения пролежней и язв в области пятки;
2. При синдроме «Диабетическая стопа»;
3. Для профилактики разгибательной контрактуры в голеностопном суставе.
4. Мягкие широкие липучки позволяют адаптировать тугор под индивидуальные параметры ноги пациента.

Размер	Соответствие размера
M	35-40
L	41-47

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Я, как хирург, заинтересован в успешной реабилитации своих пациентов. За свою многолетнюю хирургическую практику, свыше 10000 пациентов были активизированы в послеоперационной обуви компании Сурсил-Орто. Оптимальное оперативное вмешательство в комплексе с разгрузкой переднего отдела стопы — гарант достижения высокого результата!»

Виктор Геннадьевич Процко
к.м.н., врач травматолог-ортопед,
доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН.

SursilOrtho

125047, Москва,
2-я Тверская-Ямская улица, 10
www.sursil.ru;
www.footdoctor.ru